

# POLO DENT<sup>®</sup>

HYGIENE

## Disinfection Wipes

18x12 CM

- en Surface Disinfectant Wipes
- nl Doekjes voor oppervlakkendesinfectie
- fr Lingettes de désinfection de surfaces
- de Desinfektionstücher für der Oberflächen
- pl Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
- da Desinficerende overfladeservietter
- sv Vätservietter för ytdesinfektion
- no Vätservietter for overflatedesinfisering
- fi Pintadesinfointipyyhkeet



100 pieces

**MD** For the surface disinfection of non-invasive medical devices. Alcohol is not recommended for use on dental/medical instruments.

**BPR** For the disinfection of surfaces. Use biocides safely and sustainably. This product should be used in accordance with the product label.  
PT2 Formulation type: AL.

**Directions for use:** 1. Remove cap of dispenser tub, 2. Cut open air tight plastic pouch across the top of the pouch, 3. Feed the centre wipe through the hole in the cap and replace, 4. Pull wipe at a 45° angle. Using sufficient wipes for each application wipe the clean surfaces to be disinfected so that they are completely moistened and let the disinfectant take action for 60 seconds. Allow surface moisture to evaporate. For professional use only.

**Efficacy (60 secs):** Bactericidal including MRSA, VRE. Yeastocidal. Mycobactericidal. Tuberculocidal. Viruses to include: Non-enveloped viruses: Murine norovirus, Adenovirus 5. Enveloped viruses: Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus, HIV, Influenza virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies, Measles, Poxviridae.

**Tested to Standards:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Composition:** Ethanol (64-17-5) 63% w/w (630g/kg), Aqua, Perfumes.

**Danger.** H225: Highly flammable liquid and vapour. H319: Causes serious eye irritation. **First aid procedures.** P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **Fire procedures.** P370+P378: In case of fire: Use alcohol resistant foam or carbon dioxide to extinguish. **Storage.** P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P235: Keep cool. **Contraindications.** Incompatible materials: Copper, aluminium. Do not use on surfaces sensitive to alcohol. **Disposal.** Dispose of contents/container in accordance with local regulations. Do not discharge liquid into drains or rivers. Do not flush. Non maceratable.


*Any serious incident related to this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authorities.*

## Disinfection Wipes

18x12 CM

**REF** 82 90 10

Use by: Add expiry date from refill bag



Tub refilled x  
(replace tub after 12 refills)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



**LOT**



see refill bag

Lemon UFI: EE00-VOCS-FOOM-WVDU



**Polo MB Oisterwijk BV**  
Laarakkerweg 5  
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands



Danger  
Gevaar  
Danger  
Gefahr  
Zagrożenie  
Fare  
Fara  
Fare  
Vaara



Topdental (Products) Ltd  
12 Ryefield Way, Silsden  
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

Authorisation holder:

<b>EC</b>	<b>REP</b>	DIRECTA AB P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27 Upplands Västby, Sweden
-----------	------------	--

**MD** **BPR**



1639

## nl Doekjes voor oppervlakkendesinfectie



Voor het desinfecteren van niet-invasieve medische hulpmiddelen.  
Alcohol wordt niet aanbevolen voor gebruik op tandheelkundige/medische instrumenten.



Voor het desinfecteren van oppervlakken.  
Gebruik bloeden op een veilige en duurzame manier.  
Dit product moet in overeenstemming met het productlabel worden gebruikt.

**Gebruiksaanwijzing:** 1. Verwijder de dop van het doseereservoir. 2. Snij de luchtdichte plastic zak open aan de bovenkant van de zak. 3. Steek het centrale doekje door het gat in de dop ter vervanging. 4. Trek het doekje in een hoek van 45°. Gebruik voor elke toepassing voldoende doekjes om de te ontsmetten schone oppervlakken af te vegen, zodat deze volledig zijn bedekt en aan het ontsmettingsmiddel gedurende 60 seconden inwerken. Laat het vocht aan het oppervlak verdampen. Alleen voor professioneel gebruik.  
**Werkingspectrum (60 sec):** Bactericide inclusief MRSA, VRE, gisten, Mycobacteriën, Tuberculocide, Nietomhulde virussen: Murine norovirus, Adenovirus 5 en omhulde virussen omvatten: Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, Hepatitis Delta virus, HIV, Influenza Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), roede hondsdolheid, mazzelen, Powdriade.

**Gesteit volgens de normen:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Samenstelling:** Ethanol (64-17-5) 63% gewicht/sprocent (630g/kg), water, parfum.  
**Geur:** H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstig oogirritatie.  
**Eerstehulpmaatregelen.** P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of op het haar): Verwijder onmiddellijk alle gecontamineerde kleding. Spoel de huid met water. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. **Brandbestrijdingsmaatregelen.** P370+P378: In geval van brand: Blussen met alcoholbestendig schuim of koelend water. P210: Buiten het bereik van hittebronnen. **Opmerking:** Op vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen verboden te roken. P403+P233: Bewaren in een goed geventileerde ruimte. In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren.  
**Contra-indicaties.** Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Aluminium. Koper. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol. **Instructies voor verwijdering.** Voor de inhoud/het reservoir af overeenkomstig de lokale voorschriften. Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. Niet doorspoelen. Niet macereerbaar.

*Elk ernstig voorval in verband met dit medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten.*

## fr Lingettes de désinfection de surfaces



Ce liquide est spécialement conçu pour désinfecter les surfaces des dispositifs non invasifs. L'utilisation de l'alcool n'est pas recommandé sur les instruments dentaires / médicaux.



Pour la désinfection de surfaces. Utilisez les biocides avec précaution et de façon durable.  
Le présent produit doit être utilisé conformément à l'étiquette.

**Mode d'emploi:** 1. Retirer le couvercle de la boîte distributrice. 2. Découper la partie supérieure du sachet en plastique hermétique. 3. Faire passer la lingette qui se trouve au centre à travers l'ouverture dans le couvercle et remettre ce dernier en place. 4. Tirer la lingette à un angle de 45°. Utiliser suffisamment de lingettes pour chaque surface propre à désinfecter de manière à l'humidifier entièrement, puis laisser le désinfectant agir pendant 60 secondes. Laisser l'humidité superficielle s'évaporer. Pour un usage professionnel exclusifement.

**Spectre effectif (60 sec):** Bactericide y compris contre SARF, ERV, Levuricide, Mycobactéricide, Tuberculocide, Les virus non enveloppés : le norovirus murin, l'adénovirus 5 et les virus enveloppés comprennent: le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite Delta, VH, le virus de la grippe, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubéole, Rage, Rougeole, Powdriade.  
**Test normes:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.  
**Composition:** Ethanol (64-17-5) 63% en masse (630g/kg), eau, parfum.

**Danger.** H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H319: Provoque une sévère irritation des yeux.  
**Prémiers secours.** P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou le visage): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Belgiem poison centre no: 070 245 245. **Mesures de lutte.** P370+P378: In geval van brand: Blussen met alcoholbestendig schuim of koelend water. P210: Buiten het bereik van hittebronnen. **Verwijdering.** P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of op het haar): Verwijder onmiddellijk alle gecontamineerde kleding. Spoel de huid met water. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. **Contra-indicaties.** Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Aluminium. Koper. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol. **Contra-indicaties.** Materialen incompatibles: Aluminium. Cuivre. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'alcool. **Procédures d'élimination.** Éliminer le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales. Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Ne pas jeter dans les toilettes. Non macéritable.

*Tout incident grave lié à ce dispositif médical doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.*

## de Desinfektionstücher für der Oberflächen



Schnell wirksames Spray für Flächen von nicht-invasiven medizinischen Geräten.  
Alkohol wird nicht für den Einsatz bei zahnmедицинischen/medizinischen Instrumenten empfohlen.



Zur Desinfektion von Oberflächen.  
Biozidprodukte vorsichtig und nachhaltig verwenden. Dieses Produkt ist gemäß der Produktkennzeichnung zu verwenden.

**Anwendung:** 1. Nehmen Sie den Deckel von der Dose/dose ab; 2. Schneiden Sie den luftdichten Kunststoffbeutel entlang der oberen Kante des Beutels auf; 3. Führen Sie das in der Mitte befindliche Wischtuch durch das Loch im Deckel und setzen Sie ihn wieder auf die Dose; 4. Ziehen Sie das Wischtuch in einen Winkel von 45° heraus. Für jede Anwendung ausreichend Tücher verwenden und die zu desinfizierenden, gereinigten Oberflächen so abwischen, dass sie vollständig befeuchtet sind. Desinfektionsmittel 60 Sekunden einwirken lassen. Oberflächenleuchtigkeit verdunsten lassen. Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

**Wirkungsspektrum (60 Sek.):** Bakteriziden einschließlich MRSA, VRE, Levuroziden, Mycobakteriziden, Tuberkulociden, Nicht umhüllte Viren: urinisches Norovirus, Adenovirus 5 und umhüllte Viren: Hepatitis-B-Virus, Hepatitis-C-Virus, Hepatitis-Delta-Virus, HIV, Influenza-Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Röteln, Tollwut, Maselen, Powdriade.  
**Geprüft gemäß:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.  
**Zusammensetzung:** Ethanol (64-17-5) 63% w/w (630g/kg), Wasser, Parfum.

**Gefahr.** H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
**Erste-Hilfe-Maßnahmen.** P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. P305+351+338: BEI CONTACT MET DEN OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. **Maßnahmen zur Brandbekämpfung.** P370+378: In Brand: Alkoholbeständiger schaum oder kohlenstoffdioxid zum löschen verwenden. **Lagerung.** P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P403+P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P235: Kühl halten. **Kontraindikationen.** Unverträgliche Materialien: Aluminium. Kupfer. Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen anwenden. **Entsorgungsverfahren.** Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer abbleiten. Nicht in der Toilette entsorgen. Nicht auflösbar.

*Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ist dem Hersteller und den zuständigen Behörden unverzüglich zu melden.*

## pl Chusteczki do dezynfekcji powierzchni



Do dezynfekcji powierzchniowej nieinwazyjnych wyrobów medycznych.  
Nie zaleca się stosowania alkoholu do narzędzi medycznych i stomatologicznych.



Do dezynfekcji powierzchni. Produktów biobójczych należy używać w sposób bezpieczny i zrównowagony.  
Niniejszy produkt należy stosować zgodnie z etykietą produktu.

**Sposób użycia:** 1. Zdjąć pokrywkę z zasobnika. 2. Przeciąć szczelny worek plastikowy wzdłuż górnej krawędzi. 3. Przeprowadzić górną chusteczkę przez otwór w pokrywie i ponownie zakończyć pokrywkę. 4. Wyciągać chusteczki pod kątem 45°. Wytrzeć czyste powierzchnie, które mają być zdezynfekowane, chusteczkami w ilości odpowiedniej do danego zastosowania, tak aby były całkowicie zwilżone. 1. pozostaw środek dezynfekujący na 60 sekund. Odczekaj na odparowanie wilgoci z powierzchni. Tyko do użytku profesjonalnego.  
**Spektrum działania (60 sek):** bakterioobójcze w tym MRSA, VRE. Drobnozabójcze. Prątkobójcze przeciw grzykom grzywczy. Wirusy do uwzględnienia: wirusy nieosłonkowe: Adenovirus, Norovirus, Wirusy osłonkowe: wirus dell'epatite B, wirus dell'epatite C, HIV, wirus dell'influenza, wirus dell'epatite Delta, Coronavirus, Filoviridae (Ebola), Rubella virus, wirus dell morbillo, Herpes virus, Flavivirus, wirus della rabbia, Powdriade.

**Przebadano zgodnie z normami:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Skład:** Ethanol (64-17-5) 63% wag (630g/kg), woda, substancje zapachowe.  
**Niebezpieczeństwo.** H225: Wapora łatwopalna ciecz i para. H319: Działła drażniąco na oczy. **Procedury pierwszej pomocy.** P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **Postępowanie w razie pożaru.** P370+378: W przypadku pożaru: Użyć piany alkoholoodpornej lub dwutlenku węgla do gaszenia. Magazynowanie. P210: Zmierzchnij, z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni. **Środki ostrożności.** P370+378: In geval van brand: Blussen met alcoholbestendig schuim of koelend water. P210: Buiten het bereik van hittebronnen. **Verwijdering.** P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of op het haar): Verwijder onmiddellijk alle gecontamineerde kleding. Spoel de huid met water. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. **Contra-indicaties.** Materialen incompatibles: Gln. Mied. Nie używać na powierzchniach wrażliwych na alkohol. **Postępowanie z odpadami.** Zawartość/pojemniki utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki. Nie spuszczać w toalecie. Nie nadaje się do maceraturow.

*Wszelkie poważne przypadki związane z tym wyrobem medycznym należy zgłaszać producentowi i właściwym władzom.*

## da Desinficerende overfladeservietter



Til overflades desinfektion af ikke-invasiv medicinsk udstyr.  
Alkohol anbefales ikke til brug sammen med dentale/medicinske instrumenter.



Til desinfektion af overflader. Anvend biocider med omhu og bæredygtigt.  
Dette produkt skal anvendes i overensstemmelse med produktetiketten.

**Brugsanvisning:** 1. Tag hæften af beholderen. 2. Klip den øverste del af den lufttætte plastikpose. 3. Før servietten gennem hullet i hæften og sæt hæften på igen. 4. Træk servietten ud i en 45 graders vinkel. Brug et tilstrækkeligt antal servietter til hver anvendelse for at rengøre overflader, der skal desinficeres, så de er helt fugtige, og lad desinfektionsmidlet virke i mindst 60 sekunder. Lad fugten på overfladen fordampe. Kun til professionel anvendelse.

**Effektivt spektrum (60 sek):** Bakteriedræbende, herunder MRSA, VRE, Yeasticidal, Mycobakteriedræbende, Tuberculocid. Ikke-kappede vira: Murin norovirus, adenovirus 5 og kappede vira af omfatte: Hepatitis B virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), Hepatitis Delta virus, human immunodefekt virus (HIV), infli uenzavirus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (som omfatter ebola), røde hunds Rabies, Mæslinger, Poxviridae.

**Testet til:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Sammensætning:** Ethanol (64-17-5) 63% w/w (630g/kg), vand, parfume.

**Fare:** H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.  
**Førstehjælpsprocedurer:** P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudsedt tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i 15-20 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
**Brandfarlighed:** P370+P378: Ved brand: Anvend alkohol skum eller kulde til brandslukning.  
**Opbevaring:** P210: Holdtids væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflade. Røgning forbudt. P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P235: Opbevares køligt.  
**Kontraindikationer:** Materialer, der skal undgås: Kobber, Aluminium. Bør ikke bruges på overflader, der ikke tåler alkohol. **Forhold vedrørende bortskaflfe.** Indholdet/holderen skal bortskaflfes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Må ikke uddedes i afløb eller vandløb. Må ikke skylles ud i afløb. Ikke-nedrydelige.

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal berettes til producenten og de kompetente myndigheder.

## sv Våtservetter för ytdesinfektion



För ytdesinfektion av icke-invasiva medicintekniska produkter.  
Alkohol rekommenderas inte att användas på medicinska instrument och tandläkarinstrument.



För ytdesinficering. Använd biocider på ett skonskt och hållbart sätt.  
Denna medicintekniska produkt ska användas enligt produktmärkningen.

**Brugsanvisning:** 1. Ta av lokket på dispenser beholderen. 2. Klipp opp den lufttætte plastpås lenåps påsens övre kant. 3. För den mittre streretten genom hålet i lokket och sett tillbaka lokket. 4. Dra ut servetten i 45-graders vinkel. Använd tillräckligt många servetter för varje applicering och torka av de ytor som ska desinficeras så att de är fullständigt fuktade. Låt desinfektionsmedlet verka 60 sekunder. Låt fukt på ytan dunsta. Endast för professionellt bruk.

**Effektivt spektrum (60 sek.):** Bactericid inklusive MRSA, VRE, Jästicid, Tuberculocid och mykobaktericid. Virus som inkluderar: icke-höjleferdda virus: Adenovirus, norovirus, höjleferdda virus: Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), HIV, influensavirus, Hepatitis D virus, Coronavirus, filoviridae (Ebola-virus), rubellavirus, mäslingvirus, herpesviridae, rabiesvirus, poxviridae.

**Testad enligt standarderna:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Sammensætning:** Etanol (64-17-5) 63% w/w (630g/kg), Vatten, Parfym.

**Fare:** H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar alvorlig ögonirritation. **Procedurer för första hjälpen.** P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaklinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Åtgärder vid brand. P370+P378: Vid brand: Släck med alkohol resistent foam or carbon dioxide. **Lagring.** P210: Får inte utsättas för värme/gnister/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P403+P233: Förvaras på väl ventilerat plats. Förvaras väl tätat. P235: Förvaras svalt. **Kontraindikationer.** Oförenliga materialer: Aluminium, Koppar. Får ej användas på alkoholösliga ytor. **Avfallsantering.** Kassera innehåll/behållaren enligt lokala föreskrifter. Slåpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Spola inte ut vätskan. Kan ej separeras.

Alla allvarliga incidenter relaterade till denna medicintekniska produkt måste rapporteras till tillverkaren och de behöriga myndigheterna.

## no Våtservetter for overflatedesinfisering



For overflatedesinfisering av ikke-invasiv medicinske enheter.  
Alkohol anbefales ikke for bruk med dentale/medicinske instrumenter.



For desinfisering av overflater. Bruk bioicider på en trygg og bærekraftig måte.  
Dette produktet skal brukes i samsvar med produktetiketten.

**Brugsanvisning:** 1. Ta av lokket på dispenseren. 2. Klipp av toppen på den lufttette plastposen. 3. Før den midtre våtservietten gjennom huller i lokket og sett lokket på igjen. 4. Trekk i våtservietten i en 45°-vinkel. Bruk et tilstrekkelig antal våtservietter for hver gangs bruk og tørk av de rene overflattene som skal desinfiseres, slik at de er helt fuktige, og la så desinfeksjonsmidlet virke i minst 60 sekunder. La overflatefuktigheten fordampe. Kun til profesjonell bruk.

**Effek (60 s):** bakteriedrepende inkludert MRSA, VRE. Gjærdrepende, Tuberculocidal og mykobakteriedrepende. Virus som skal inkluderes: ikke-kappede virus: Adenovirus, norovirus. Kappede virus: hepatitis B-virus, hepatitis C-virus, human immunsvikvirus (HIV), influensavirus, heppattidelta-virus, coronavirus, filoviridae (Ebola-virus), rubella-virus, mæslingvirus, herpesviridae, rabiesvirus, Poxviridae.

**Testet etter standardene:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Sammensætning:** Etanol (64-17-5) 63% w/w (630g/kg), aqua, parfyme.

**Fare:** H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: For alvorlig øyerirritasjon. **Førstehjelpstiltak.** P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsatte klær må fjernes straks. Skyl/dusj huden med vann. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skylgingen. **Brann- og berøpessiltak.** P370+P378: Ved brand: Bruk med alkoholtbestandig skum eller karbondioksid. **Lagring.** P210: Holdts væsk fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme. Røyking forbudt. **P403+P233:** Oppbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tett lukket. P235: Oppbevares kjølig. **Kontraindikasjoner.** Inkompatible materialer: Kobber, Aluminium. Skal ikke brukes på overflater som er felsems overfor alkohol. **Avfallsbehandlingsvurderinger.** Kassér innholdet/holderen iht. lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avlopp eller elver. Må ikke utbøttes..

Enhver alvorlig hendelse knyttet til dette medisinske utstyret må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.

## fi Pintadesinfiointipyyhkeit



Ei-invasiivisten lääkitäälteiden pintadesinfiointiin.  
Hammass- /lääkitäinstrumentsien ei suositella käytettäväksi alkoholia.



Pintojen desinfiointiin. Käytä bioicidja turvallisesti ja kestävästi.  
Täälä tuotetta on käytettävälä tuotteen etiketin mukaisesti.

**Käyttöohje:** 1. Poista anostelupurkin korkki. 2. Leikkaa iltamitviin muovipussin ylösa aukki. 3. Työmää keskimääräinen linä korkin reikin läpi ja sulje korkki. 4. Vedälä linä ulos 45°-n kulmassa. Käytä jokaiseen desinfiointioimenpiteeseen riittävästi linnoja. Pyyhi puhtaast, desinfioitavast pinnat aina niin, että ne kostuvat kokonaan. Anna desinfiointiaineen vaikuttaa 60 sekuntia. Anna pinnassa olevan kosteuden haihtua. Vain ammattikäyttöön.

**Vaikutuskirjo (60 s.):** Baktereitä tappava vaikutus MRSA, VRE. Hilvoja tappava vaikutus, Tuberkuloosibakteereja ja mykobakteereja tappava. Virukset, joihin aine tehoaa: valittomat virukset: adenovirus, hien norovirus. Vaipallisia viruksia: heppattid B-virus, heppattid C-virus, HIV, influensavirus, heppattid D (delta)-virus, koronavirus, filovirus (ebola-virus), vihuriokovirus, tuhkarokkovirus, herpesvirus, rabiesvirus, Poxviridae.

**Testatut noudatett standardit:** EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

**Koostumus:** Etanol (64-17-5) 63% w/w (630g/kg), vesi, hajuste.

**Vaara:** H225: Helposti syttyvä neste ja höyry. H319: Ärsyttälä voimakkaasti silmiä. **Ensiaputoimenpiteet.** P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai huiksini): Riisu saastunut vaaleast välittömästi. Huuhdo ihö vedellä. P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huollessiit vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piliöinsit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkua huoltomäärästä. Avolutojuntioimenpiteet. P370+P378: Tulipalot saatnessa: Tulipalot saatnessa: Käytä oheisesta välikappaleesta. P210: Suojaa lämpöä ja hiilidioksidia. **Varastointi.** P210: Suojaa lämpöä ja hiilidioksidia. **Pinnettö/avuttelu/kuumittu pinnolla.** Tupakointi kielletty. P403+P233: Varasto paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiivistä suljettuna. P235: Säilytä viileässä. **Vasta-aiheet.** Yhteensopimattomat materiaalit: Kupari, Alumiini. Älä käytä alkoholille herkille pinoille. **Hävittäminen.** Sisälöt/astia hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. Älä kaada viemäriin tai jokiin. Ei saa huuhdota alas WC-stä. Ei voi liottaa.

Kaikkisä tähän lääkitäinlääseen liitteesse liittyvästä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.