

POLO | DENT[®]
HYGIENE

Disinfection Wipes AF

18x12 CM

- en Surface Disinfectant Wipes alcohol-free
nl Alcoholvrije oppervlakkenreinigings- en desinfectieoekjes
fr Lingettes de désinfection de surfaces sans alcool
de Alkoholfreie Flächenreinigungs- und Desinfektionstücher
pl Środek dezynfekujący do odkażania powierzchni bez zawartości alkoholu
da Alkoholfri overfladedesinfektionsserviet
sv Vätservetter med alkoholfritt ytdesinfektionsmedel
no Alkoholfri serviett til desinfeksjon av overflater
fi Alkoholiton pintojen desinfiointipyyhe

0%
Alcohol

100 pieces

MD

Specially formulated for use in the medical and dental environment. Contains detergent. For the surface disinfection of medical devices, including but not limited to, dental chairs, examination lights and patient transport. Not intended for use on medical and dental instruments.

BPR

For the disinfection of surfaces. Contains detergent. Use biocides safely and sustainably. This product should be used in accordance with the product label. PT2 Formulation type: AL.

Directions for use: 1. Remove cap of dispenser tub, 2. Cut open air tight plastic pouch across the top of the pouch, 3. Feed the centre wipe through the hole in the cap and replace, 4. Pull wipe at a 45° angle. Using sufficient wipes for each application wipe the clean surfaces to be disinfected so that they are completely moistened and let the disinfectant take action over 60 seconds. Allow surface moisture to dry or wipe with clean tissue. For professional use only.

Efficacy (60 secs): Bactericidal. Yeastocidal. Virucidal activity against enveloped viruses: Vaccinia virus, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus, HIV, Influenza virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies, Measles, Poxviridae.

Tested to Standards: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Composition: Contains Aqua, Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0.48% w/w (4.8g/kg), Didecylmethylammonium Chloride (7173-51-5) 0.22% w/w (2.2g/kg), Perfumes.

Warning. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. **First aid procedures.** P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. The wearing of protective gloves is recommended. UK number for poison advice: 111. Poisons Information Ireland: For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre (01 8092166). **Storage.** P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P235: Keep cool. **Contraindications.** Incompatible materials: mild steel, aluminium, copper. **Disposal.** Dispose of contents/container in accordance with local regulations. P273: Avoid release to the environment. Do not discharge liquid into drains or rivers. Do not flush. Non maceratable.

Any serious incident related to this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authorities.

Disinfection Wipes AF


REF

82 90 40

18x12 CM



Use by: Add expiry date
from refill bag



Tub refilled x
(replace tub after 12 refills)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



LOT



see refill bag

UFI: 2520-0057-K00H-5Q24



Polo MB Oosterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oosterwijk, The Netherlands



Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

Authorisation holder:

EC	REP	DIRECTA AB P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
----	-----	-------------------------------------------------------------------------------

MD BPR



1639

nl Alcoholvrije oppervlakken reinigings- en desinfectiedoeekjes

MD Speciale formule voor gebruik in medische en tandheelkundige omgevingen. Bevat reinigingsmiddel. Voor oppervlakkige desinfectie van medische hulpmiddelen, waaronder, maar niet beperkt tot tandartsstoelen, operatielampen en patiëntenvoer. Niet bedoeld voor gebruik op medische en tandheelkundige instrumenten.

BPR Voor het desinfecteren van oppervlakken. Bevat reinigingsmiddel. Gebruik bioïden op een veilige en duurzame manier. Dit product moet in overeenstemming met het productieketel worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing: 1. Verwijder de dop van het doseerreservoir. 2. Snij de luchtdichte plastic zak open aan de bovenkant van de zak. 3. Steek het centrale doekje door het gat in de dop ter vervanging. 4. Trek het doekje in een hoek van 45°. Gebruik voor elke toepassing voldoende doekjes om de te ontsmetten schone oppervlakken af te vegen, zodat deze volledig zijn bevochtigd en laat het ontsmettingsmiddel gedurende 60 seconden inwerken. Laat de spray verdampen of wrijf droog met een sone tissue. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Werkingspectrum (60 sec): Bacteriële, gisten, Omhulde virussen omvatten: Vaccinia virus, Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, Hepatitis Delta virus, HIV, Influenza Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), rodehond, hondsdoelheid, mazelen, Powiridae.

Getest volgens de normen: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Samenstelling: Bevat Water, alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48% gewichtsverhouding (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumchloride (7173-51-5) 0,22% gewichtsverhouding (2,2 g/kg), geurstoffen.

Waarschuwing: H412: Schadelijk voor het leefmilieu in het water met langdurige werking. **Eerstehulpmaatregelen.** P301+P310: NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Bijzelen spoelen. Het dragen van beschermende handschoenen is aan te bevelen. **Opslag.** P403+P233: Bewaren in een goed geventileerde ruimte. In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. **Contra-indicaties.** Chemisch op koper inwerkende materialen: Zacht staal, Aluminium, koper. **Instructies voor verwijdering.** Voer de inhoud het reservoir af overeenkomstig de lokale voorschriften. P273: Voorkom lozing in het milieu. Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. Niet doorspoelen. Niet kaanerebaar.

Elk ernstig voorval in verband met dit medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten.

fr Lingettes de désinfection de surfaces sans alcool

MD Spécialement formulé pour un usage médical et dentaire. Contient un détergent. Pour la désinfection en surface des dispositifs médicaux, notamment des fauteuils dentaires, des lampes d'examen ainsi que pour les moyens de transport des patients. Non destiné à une utilisation sur les instruments médicaux et dentaires.

BPR Pour la désinfection de surfaces. Contient un détergent. Utiliser les biocides avec précaution. Ce produit est durable. Le présent produit doit être utilisé conformément à l'étiquette.

Mode d'emploi: 1. Retirer le couvercle de la boîte distributrice. 2. Découper la partie supérieure du sachet en plastique hermétique. 3. Faire passer la lingette qui se trouve au centre à travers l'ouverture dans le couvercle et remettre ce dernier en place. 4. Tirer la lingette à un angle de 45°. Utiliser suffisamment de lingettes pour chaque surface propre à désinfecter de manière à l'humidifier entièrement, puis laisser le désinfectant agir pendant 60 secondes. Laisser l'humidité superficielle s'évaporer ou sécher avec une serviette propre. Pour un usage professionnel exclusif.

Spécial efficacité (60 sec): Bactérielle, Levuricide, Les virus enveloppés comprennent : Virus de la vaccine, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite Delta, MH, le virus de la grippe, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubéole, Rage, Rougeole, Powiridae.

Testé aux normes: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Composition: Contient de Eau, chlore d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 % p/p (4,8 g/kg), chlore de didécyldiméthylammonium (7173-51-5) 0,22 % p/p (2,2 g/kg), parfum.

Attention: H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Premiers secours.** P301+P310: EN CAS D'INGESTION: APERCEVRE IMMEDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON/UN médecin. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Le port de gants de protection est recommandé. Belgium poison centre no. 070 245 245. **Stockage.** P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P235: Tenir au frais. **Contra-indications.** Matières incompatibles: Acier doux, luminium, Cuivre. **Procédure d'élimination.** Éliminer le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Ne pas jeter dans les toilettes. Non macébrable.

Tout incident grave lié à ce dispositif médical doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

de Alkoholfreie Flächenreinigungs- und Desinfektionstücher

MD Speziell für den Einsatz im medizinischen und zahnmmedizinischen Bereich entwickelt. Enthält ein Detergens. Für die Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten, insbesondere von zahnärztlichen Behandlungstühlen, Untersuchungsleuchten und Patiententransportvorrichtungen. Nicht für den Einsatz bei medizinischen und zahnmmedizinischen Instrumenten bestimmt.

BPR Zur Desinfektion von Oberflächen. Enthält ein Detergens. Biocidprodukte vorsichtig und nachfolgend verwenden. Dieses Produkt ist gemäß der Produktkennzeichnung zu verwenden.

Anwendung: 1. Nehmen Sie den Deckel von der Spenderdose ab; 2. Schneiden Sie den luftdichten Kunststoffbeutel entlang der oberen Kante des Beutels auf; 3. Führen Sie das in der Mitte befindliche Wischtuch durch das Loch im Deckel und setzen Sie ihn wieder auf die Dose; 4. Ziehen Sie das Wischtuch in einem Winkel von 45° heraus. Für jede Anwendung ausreichende Tücher verwenden und die zu desinfizierenden, gereinigten Oberflächen so abtrocknen, dass sie vollständig betuchet sind. Desinfektionsmittel 60 Sekunden einwirken lassen sodass die Oberflächenfeuchtigkeit verdunstet kann. Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Wirkungsspektrum (60 Sek.): Bakteriziden, Levuroziden, Umhüllte Viren: Vaccinavirus, Hepatitis-B-Virus, Hepatitis-C-Virus, Hepatitis-Delta-Virus, HIV, Influenza-Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Röteln, Tollwut, Masles, Powiridae.

Geprüft gemäß: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Zusammensetzung: Enthält Wasser, Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 Gew.-% (4,8 g/kg) Didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5) 0,22 Gew.-% (2,2 g/kg), Parfum. **Achtung:** H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Erste-Hilfe-Maßnahmen.** P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONENZENTRUM/Arzt anrufen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. **Lagerung.** P403+P233: Behälter dicht verschlossen in einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P235: Kühl halten. **Kontraindikationen.** Unverträgliche Materialien: Baustahl, Aluminium, Kupfer. **Entsorgungsvorfahren.** Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten. Nicht in der Toilette entsorgen. Nicht auflösbar.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ist dem Hersteller und dem zuständigen Behörden unverzüglich zu melden.

pl Środek dezynfekujący do odkażania powierzchni bez zawartości alkoholu

MD Specjalna formuła do stosowania w środowisku szpitalnym i stomatologicznym. Zawiera detergent. Do dezynfekcji powierzchni urządzeń medycznych, w tym m.in. foteli dentystrycznych, lamp do badań i wyposażenia do transportu pacjentów. Nie stosować do narzędzi medycznych i stomatologicznych.

BPR Do dezynfekcji powierzchni. Zawiera detergent. Produktów biobójczych należy używać w sposób bezpieczny i równoważony. Należy użyć produktu należy stosować zgodnie z etykietą produktu.

Sposób użycia: 1. Zdjąć pokrywkę z zasobnika. 2. Przeciąć szczelny worek plastikowy wzdłuż górnej krawędzi. 3. Przeprowadzić górną częśćkę przez otwór w pokrywie i ponownie założyć pokrywkę. 4. Wyciągać częśćkę pod kątem 45°. Wytrzeć czyste powierzchnie, które mają być dezynfekowane, częścičkami w ilości odpowiedniej do danego zastosowania, tak aby były całkowicie zwilżone, i pozostaw środek dezynfekujący na 60 sekund. Pozwolić, aby dezynfektant wyparował lub wytrzeć czystą częśćkę, tylko do użytku profesjonalnego.

Spektrum działania (60 sek): bakterioobójcze, Działotokoobójcze. Wirusy ostronkowe: Wirus krowiak, wirus ospaloty B, wirus dell'epatite C, HIV, wirus dell'influenza, wirus dell'epatite Delta, Coronavirus, Filoviridae (Ebola), Rubella virus, wirus dell morbilli, Herpes virus, Równoważony, wirus della rabbia, Powiridae.

Przebadano zgodnie z normami: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Skład: Zawiera Woda, chlorek alkil(C12-16)dimethylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48% w/w (4,8 g/kg), chlorek didecyldimethylammonium (7173-51-5) 0,22 % w/w (2,2 g/kg), substancje zapachowe.

Uwaga: H412: Działo szkodliwa na organizmy wodne, wywołuje długotrwale szkody. **Procedury pierwszej pomocy.** P301+P310: PRZYPADKU DOSTANIA DOŚCI. Należy natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA/lekarzem. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA DOŚCI. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć szczerce kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadać płukać. Stosować rękawice ochronne. **Magazynewanie.** P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P235: Przechowywać w chłodnym miejscu. **Przeciwwskazania.** Materiały niezgodne: Miękką stal, Glin. Miedź. **Postępowanie z odpadami.** Zawartość/pojemniki używać zgodnie z lokalnymi przepisami. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki. Nie spuszczać w toaletcie. Nie nadszć się do maceratorów.

Wszelkie poważne przypadki związane z tym wyrobem medycznym należy zgłaszać producentowi i właściwym władzom.

da Alkoholifri overfladedesinfektionsserviet

MD Specialformuleret til brug i det medicinske og dentale miljø. Indeholder rengøringsmiddel til desinfektion af overflader på medicinsk udstyr, herunder, men ikke begrænset til, tandlægestole, undersøgelseslys og patienttransport. Ikke beregnet til brug på medicinske og dentale instrumenter.

BPR Til desinfektion af overflader. Indeholder rengøringsmiddel. Anvend biocider med omhu og forsigtighed. Dette produkt skal anvendes i overensstemmelse med produktetiketten.

Brugsanvisning: 1. Tag hæften af beholderen. 2. Klip den øverste del af den lufttætte plastikpose. 3. Før servietten gennem hullet i hæften og sæt hæften på igen. 4. Træk servietten ud i en 45 graders vinkel. Brug et tilstrækkeligt antal servietter til hver anvendelse for at rengøre overflader, der skal desinficeres, så de er helt fugtige, lad det desinfektionsmidlet virke i mindst 60 sekunder. Lad overfladen ånde lufttørre efter eller med ren klud/serviet. Kun til professionel brug.

Effektivt spektrum (60 sek): Bacteriædræbende, Yeasticid, Kæppeaktive viria omfatter: Vaccinia-virus, Hepatitis B virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), Hepatitis Delta virus, human immunodefekt virus (HIV), influenza virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (som omfatter ebola), røde hunde, Rabies, Mæslinger, Powiridae.

Testet til: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Sammensætning: Indeholder Vand, alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 % vægt/vægt (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5) 0,22 % vægt/vægt (2,2 g/kg), parmer.

Warnung: H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. **Førstehjælpsprocedurer:** P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONS-CENTER/VEJE. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Brug af beskyttelses handsker anbefales.

Opbevaring: P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P235: Opbevares koldt. **Kontraindikationer:** Metaldele, der skal undgås: Milt stål, Kobber, Aluminium. **Forhold vedrørende bortskaffelse:** Indholdet/beholderen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. P273: Undgå udledning til miljøet. Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Må ikke skylles ud i afløb. Ikke nedtrydelige.

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal inberettes til producenten og de kompetente myndigheder.

sv Våtservetter med alkoholfrit ydesinfektionsmiddel

MD Særligt egnet for anvendning inom sjuk- och tandvård. Innehåller rengöringsmedel. Avsett för desinficering av medicinskt utrustning, inklusive men inte begränsat till, tandläkarstolar, undersökningslampor och transportmedel för patienter. Ej avsett för användning på medicinska instrument och tandläkarinstrument.

BPR För ydesinficering. Innehåller rengöringsmedel. Använd biocider på ett säkert och hållbart sätt. Denna medicintekniska produkt ska användas enligt produktmärkningen.

Brugsanvisning: 1. Ta av lokket på dispenser beholderen. 2. Klip upp den lufttætte plastpåsens lågs øvre kant. 3. Før den mitterste servietten gennem hålet i lokket og sæt tilbage lokket. 4. Dra ut servietten i 45-graders vinkel. Anvend tilstrækkelig mange servietter for varje applicering og tørk av de dyr som ska desinficeras så att de är fullständigt fuktade. Låt desinfektionsmedlet verka 60 sekunder. Låt medlet dunsta eller eftertorka med lurt fri trasa eller torr servett. Endast för professionellt bruk.

Effektivt spektrum (60 sek.): Bactericid, Jästicid, Höljeförstödjare virus: Vaccinia virus, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), HIV, influenzavirus, Hepatitis D virus, Coronavirus, filoviridae (Ebola-virus), rubellavirus, mæslingevirus, herpesviridae, rabiesvirus, poxviridae.

Testad enligt standarderna: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Sammansättning: Innehåller Vatten, alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 viktprocent (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumklorid (7173-51-5) 0,22 viktprocent (2,2 g/kg), doftämnen.

Warnung: H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. **Procedurer för första hjälpen:** P301+P310: VID FÖRSTÅNING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/okare. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skyl försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Användning av skyddshandskar rekommenderas. **Lagring:** P403+233: Förvaras på väl ventilerat plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. P235: Förvaras svalt. **Kontraindikationer:** Oföreninga material: Eleger stål. Aluminium. Koppar. **Avfallshantering:** Kasserat innehåll/behållaren enligt lokala föreskrifter. P273: Undvik utsläpp till miljön. Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Spola inte ut vätskan. Kan ej separeras.

Alla allvariga incidenter relaterade till denna medicintekniska produkt måste rapporteras till tillverkaren och de behöriga myndigheterna.

no Alkoholifri serviett til desinficering av overflater

MD Spesiell sammensetning for bruk i medisinske og tannmedisinske omgivelser. Inneholder rengøringsmidler. For desinfisering av overflater på medisinsk utstyr, inkludert men ikke begrenset til tannlegestoler, inspeksjonslys og pasienttransportinnretninger. Ikke ment for bruk på medisinske eller tannlegetekniske instrumenter.

BPR For desinfisering av overflater. Inneholder rengøringsmidler. Bruk biocider på en trygg og forsikret måte. Dette produktet skal brukes i samsvar med produktetiketten.

Brugsanvisning: 1. Ta av lokket på dispenseren. 2. Klipp av toppen på den lufttette plastposen. 3. Før den midte våtservietten gjennom hullet i lokket og sett lokket på igjen. 4. Trekk i våtservietten i en 45°-vinkel. Bruk et tilstrekkelig antall våtservietter for hver gangs bruk og tørk av de rene overflater som skal desinfiseres, slik at de er helt fuktige, og la så desinfiseringsmiddelet virke i minst 60 sekunder. La overflaten lufttørre etter eller med ren klud/serviett. Kun til profesjonell bruk.

Effekt (60 s): bakteriedrepende. Gjædrepende. Kappedelete virus: Vaccinia-virus, hepatitt B-virus, hepatitt C-virus, human immunsviklovirus (HIV), influenzavirus, hepatitt delta-virus, Coronavirus, filoviridae (Ebola-virus), rubella-virus, meslingevirus, herpesviridae, rabiesvirus, Poxviridae.

Testet etter standardene: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Sammensetning: inneholder Vann, alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 v/v (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumklorid (7173-51-5) 0,22 % v/v (2,2 g/kg), parfimer.

Advarsel: H412: Skadelig, med langtidsvirkning for liv i vann. **Førstehjelpstiltak:** P301+P310-VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONS-CENTER/en lege. P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNE: Skyl forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skylningen. Det anbefales å bruke vernehansker. **Lagring:** P403+233: Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. P235: Oppbevares kjølig. **Kontraindikasjoner:** Inkompatible materialer. Bløtt stål. Kobber. Aluminium. **Avfallsbehandlingsanvisninger:** Kasserer innholdet/beholderen til lokale forskrifter. P273: Unngå utslipp til miljøet. Må ikke slippes ut i avlopp eller elver. Må ikke skylles ut. Må ikke utlètes.

Enhver alvorlig hendelse knyttet til dette medisinske utstyret må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.

fi Alkoholiton pintojen desinointtipyyhe

MD Kehittely erityisesti Käyttöön lääketieteellisessä ja hammaslääketieteellisessä ympäristössä. Käytetään desinointia. Lääkinäköisten laitteiden, mukaan lukien hammaslääkärin hoitotuolien, tutkimusvalojen ja potilaan kuljetusvälineiden, pintadesinointiin. Ei tarkoitettu käytettäväksi lääkinä- tai hammasinstrumentteihin.

BPR Pintojen desinointiin. Sisältää detergenttiä. Käytä biodesiä turvallisesti ja kestävästi. Tätä tuotetta on käytettävä luotteen eikeitin mukaisesti.

Käyttöohje: 1. Poista anostelukuparin korkki. 2. Leikkaa ilmatiivis muovipussin yläosa auki. 3. Tyrrnä keskimmäinen linna korkin reian läpi ja sulje korkki. 4. Vedä linna ulos 45°-n kulmassa. Käytä lokaisen desinointiliuon-tenpöteeseen riittävästi linnoja. Pyyhi puhtaasti, desinointilavut pinnat aina niin, että ne kostuvat kokonaan. Anna desinointiliuonin vaikuttaa 60 sekuntia. Anna pinnan kuivua tai pyyhi se puhtaalla linalla. Vain ammattikäyttöön. **Vaikutuskirjo (60 s):** Baktereita tappava vaikutus. HIV:ö tappava vaikutus. Vaipallisia viruksia: Vaccinia-virus, hepatitti B-virus, hepatitti C-virus, HIV, influenzavirus, hepatitti D (Delta)-virus, koronavirus, filovirus (ebola-virus), vhuurukovirus, tuhkarokkovirus, herpesvirus, rabiesvirus, Poxviridae.

Testeissä neudatut standardit: 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

Koostumus: Sisältää Vesi, alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16) (68424-85-1) 0,48 % w/w (4,8 g/kg), didecyldimethylammoniumklorid (7173-51-5) 0,22 % w/w (2,2 g/kg), hajusteet. **Varoitus:** H412: Haitallista vesieliolle, pitkäaikaista haittavaikutuksia. **Ensiapuohinnot:** P301+P310-JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYYSTIETOKESKUKSEN lääkäriin. P305+P351+P338:

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huulellisesti vedellä usein minuutin ajan. Poista mahdolliset pi-lit. Käytä vain vettä hajusteet. Jatka huuhottamista. Suojakäsineiden käyttöä suositellaan. **Varoitusta:** P403+P233: Säilytä palkissa, jossa hyvä ilmansaatio. **Ympäristöä säästävät:** P235: Säilytä viileässä. **Västa-aiheet:** Yhteensopimattomia materiaaleja: Niukkahiilinen teräs. Kupari. Alumiini. **Hävittäminen:** Säilö/astia hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön. Älä kaada viemäreihin tai jokiin. Ei saa huuhdota alas WC:stä. Ei voida liottaa.

Kaikkista tähän lääkinäköiseen laitteeseen liittyvästä vakavasta tapahtumasta on ilmoitettava valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.