

MEDICAL DEVICE**KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET**

POLO MB OISTERWIJK BV

Tuotenimike:
PoloDent Universal Oil Spray**KOHTA 1:****Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot****1.1 Tuotetunniste**Tuotenimike: PoloDent® Universal Oil Spray
Artikkelinumero: 51 86 00**1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Tuotekuvaus: PC24: Voiteluaineet, rasvat, irrottavat tuotteet.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedotYrityksen nimi: Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk
The Netherlands
www.polodent.com**KOHTA 2:****Vaaran yksilöinti****2.1 Aineen tai seoksen luokitus**Luokitus (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229
Tärkeimmät haittavaikutukset: Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.**2.2 Merkinnät**CLP-merkinnät:
UFI: CW10-G031-P001-5P9X
Vaaralausekkeet: H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Varoitusmerkit: GHS02: Liekki

Huomiosanat: Varoitus

Turvalausekkeet: P210: Suojaa lämmöltä, kuumiilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P235: Säilytä viileässä.
P403: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.**2.3 Muut vaarat**Muut vaarat: Käytössä voi muodostua syttyvä / räjähtävä älä-ilmaseos.
PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT/vPvB-aineeksi.

MEDICAL DEVICE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

POLO MB OISTERWIJK BV

Tuotenimike:
PoloDent Universal Oil Spray

KOHTA 3:

Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaralliset aineosat:

Kemiallinen nimi	EINECS No.	CAS No.	PBT / WEL	Prosenttia	Luokitus (CLP)
WHITE MINERAL OIL	-	8042-47-5	-	40-50%	Asp. Tox. 1: H304

Vaarattomat aineosat:

MAAÖLJYKAASUT, NESTEYTETYT; MAAÖLJYKAASU; [MONIMUTKAINEN SEOS HIILIVETYJÄ, SAATU RAAKAÖLJYN TISLAUKSESTA. KOOSTUU HIILIVEDYISTÄ, JOIDEN HIILILUVUT OVAT PÄÄASIASSA ALUEELLA C3-C7 JA JOTKA KIEHUVAT NOIN ALUEELLA -40 °C-80 °C: EEN; (-40 °F-176 °F.)

Kemiallinen nimi	EINECS No.	CAS No.	PBT / WEL	Prosenttia	Luokitus (CLP)
WHITE MINERAL OIL	270-704-2	68476-85-7	-	40-50%	Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280

KOHTA 4:

Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ihokosketus:	Välittömästi runsaalla määrällä saippua ja vesi.
Silmäkosketus:	Huuhtelee silmää juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan.
Nieleminen:	Huuhtelee suu vedellä.
Hengittäminen:	Kuljeta henkilö altistusalueelta vaarantamatta omaa terveyttä tätä tehtäessä. Mentävä lääkärin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ihokosketus:	Kosketuskohtaa saattaa ärsyttää lievästi.
Silmäkosketus:	Saattaa ilmetä ärsytystä ja punoitusta.
Nieleminen:	Kurkku saattaa olla ärsyntyneenä.
Hengittäminen:	Ei oireita.
Viivästyneet vaikutukset:	Ei oireita.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Välitön/erikoishoito:	Ei koske.
------------------------------	-----------

KOHTA 5:

Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sammutusaine:	Käytä vesisuihketta säilytysastioiden viilentämiseksi. Käytä vesisuihketa säilytysastioiden viilentämiseksi.
----------------------	--

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Altistumisvaarat:	Poltettaessa päästää ilmaan myrkyllisiä huujuja.
--------------------------	--

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet:	Käytä happilaitetta. Käytä suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmiä altistumiselta.
--	--

MEDICAL DEVICE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

POLO MB OISTERWIJK BV

Tuotenimike:
PoloDent Universal Oil Spray

KOHTA 6:

Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilövahinkojen estäminen: Henkilökohtaisen suojauksen yksityiskohdat löytyvät KTT:n kohdasta 8. Käännä vuotavat astiat vuotopuoli ylöspäin, jotta nestettä ei pääse karkuun. Merkitse saastunut alue kyltein ja estä asiattomien pääsy alueelle.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristövahinkojen estäminen: Älä kaada viemäreihin tai jokiin. Ota päästöt talteen patoamalla.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistustoimenpiteet: Imeytä kuivaan maahan tai hiekkaan. Siirrä suljettavaan, merkittyyn pelastusastiaan hävittämistä varten asianmukaisella tavalla.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin: Katso KTT:n kohdasta 8.

KOHTA 7:

Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittelyvaatimukset: Tupakointi on kielletty. Käytä työkaluja, joista ei synny kipinöitä. Varmista, että alueella on riittävä ilmanvaihto. Älä käytä ahtaassa tilassa. Vältä käryjen muodostumista ja leviämistä ilmaan.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet: Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Varastohuoneen lattian pitää olla läpäisemätön, jotta nesteet eivät pääse vuotamaan läpi.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityinen loppukäyttö: PC24: Voiteluaineet, rasvat, irrottavat tuotteet.

KOHTA 8:

Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvot: Ei tietoa saatavilla.

DNEL / PNEC

DNEL / PNEC Ei tietoa saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Suunnittelutoimenpiteet: Varmista, että alueella on riittävä ilmanvaihto.
Hengityksensuojaus: Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.
Käsien suojaus: Suojakäsineet.
Silmien suojaus: Suojalasit.
Ihonsuojaus: Suojapuku.

MEDICAL DEVICE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

POLO MB OISTERWIJK BV

Tuotenimike:
PoloDent Universal Oil Spray

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Tila: Aerosoli

9.2 Muut tiedot

Muut tiedot: Ei tietoa saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus: Vakaa suositelluissa kuljetus- ja säilytysolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa normaalioloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot: Vaarallisia reaktioita ei esiinny normaaleissa kuljetus- ja säilytysolosuhteissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet: Kuumuus. Sytytyslähteet.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät aineet: Ei tietoa saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet: Poltettaessa päästää ilmaan myrkyllisiä huujuja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välittömät vaikutukset: Ei tietoa saatavilla.

Oireet/altistumisreitit

Ihokosketus: Kosketuskohtaa saattaa ärsyttää lievästi.

Silmäkosketus: Saattaa ilmetä ärsytystä ja punoitusta.

Nieleminen: Kurkku saattaa olla ärsyntynyt.

Hengittäminen: Ei oireita.

Viivästyneet vaikutukset: Ei oireita.

MEDICAL DEVICE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

POLO MB OISTERWIJK BV

Tuotenimike:
PoloDent Universal Oil Spray

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ecotoxicity: Ei tietoa saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoaminen: Biohajoamaton.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyystaipumus: Biokertyvyystaipumus.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus: Imeytyy helposti maaperään.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT/vPvB-aineeksi.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset: Myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä maaperäeliöille.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelytavat: Siirrä sopivaan astiaan - järjestele hävittämiseen erikoistuneen yrityksen keräystä varten.
Huom.: Käyttäjän huomio kiinnitetään mahdollisiin hävittämistä koskeviin alueellisiin tai kansallisiin määräyksiin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

YK-numero: UN1950

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Laivauksessa käytettävä nimi: AEROSOLIT

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Kuljetusluokka: 2

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen: Ei
Meriä saastuttava aine: Ei

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei erityisiä varotoimia.
Tunnelikoodi: D
Kuljetuskategoria: 2

MEDICAL DEVICE**KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET**

POLO MB OISTERWIJK BV

Tuotenimike:
PoloDent Universal Oil Spray

KOHTA 15:**Lainsäädäntöä koskevat tiedot****15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Erityismääräykset: Ei koske.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi: Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16:**Muut tiedot****16.1 Muut tiedot**

Muut tiedot: Käyttöturvallisuustiedotteet asetus N:o 2015/830 mukaan.

Lausekkeista: H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Lallinen vastalause: Yllämainitun tiedon uskotaan pitävän paikkansa, mutta sen ei väitetä sisältävän kaikkea tietoa, ja sitä tulee siksi käyttää vain oppaana. Tätä yhtiötä ei tule pitää vastuussa yllä mainitun tuotteen käsittelyn tai kosketuksen aiheuttamista vahingoista.