

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn: PoloDent Universal Oil Spray
--

AVSNITT 1:**Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn:	PoloDent® Universal Oil Spray
Artikelnummer:	51 86 00

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av prod:	PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel.
---------------------	--

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namnet på företag:	Polo MB Oisterwijk BV Laarakkerweg 5 5061 JR Oisterwijk The Netherlands www.polodent.com
--------------------	--

AVSNITT 2:**Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering (CLP):	Flam. Aerosol 1: H222; -: H229
Viktigaste skadliga effekterna:	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter:	
UFI:	CW10-G031-P001-5P9X
Farogivelseser:	H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H222: Extremt brandfarlig aerosol.
Faropiktogram:	GHS02: Flamma



Signalord:	Varning
------------	---------

Skyddsangivelser:	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 ° F. P235: Förvaras svalt. P403: Förvaras på väl ventilerad plats.
-------------------	--

2.3 Andra faror

Andra faror:	Vid användning kan brännbara / explosiva ång-luftblandningar bildas.
PBT:	Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn:
PoloDent Universal Oil Spray**AVSNITT 3:
Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Farliga beståndsdelar:**

Kemiskt namn	EINECS nr.	CAS nr.	PBT / WEL	Procent	Klassificering (CLP)
WHITE MINERAL OIL	-	8042-47-5	-	40-50%	Asp. Tox. 1: H304

Icke-klassificera beståndsdelar:

PETROLEUMGASER, FLYTANDE; PETROLEUMGAS; [KOMPLEX BLANDNING AV KOLVÄTEN ERHÅLLEN GENOM DESTILLATION AV RÅOLJA. BESTÅR AV KOLVÄTEN, FRÄMST C3 TILL C7, MED UNGEFÄRLIGT KOKPUNKTSINTERVALL FRÅN; -40 °C TILL 80 °C]

Kemiskt namn	EINECS nr.	CAS nr.	PBT / WEL	Procent	Klassificering (CLP)
PETROLEUMGASER, FLYTANDE	270-704-2	68476-85-7	-	40-50%	Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280

**AVSNITT 4:
Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Hudkontakt:	Tvätta genast med mycket tvål och vatten.
Ögonkontakt:	Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter.
Förtäring:	Skölj munnen med vatten.
Inandning:	Avlägsna den skadade från ytterligare exponering under iakttagande av egen säkerhet. Konsultera en läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt:	Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda.
Ögonkontakt:	Irritation och rodnad kan uppträda.
Förtäring:	Halsen kan kännas irriterad.
Inandning:	Inga symptom.
Fördröjda effekter:	Inga symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Omedelbar/särskild behandling:	Inte tillämpligt.
---------------------------------------	-------------------

**AVSNITT 5:
Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

Släckmedel:	Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande branden. Använd vattensprej för att kyla behållarna.
--------------------	---

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid exponering:	Vid förbränning avges giftig rök.
--	-----------------------------------

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Råd till brandbekämpningspersonal:	Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.
---	--

MEDICAL DEVICE

SÄKERHETS DATABLAD

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn:
PoloDent Universal Oil Spray

AVSNITT 6:

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder. Vänd läckande behållare med den läckande sidan uppåt för att förhindra flykt av vätska. Markera kontaminerat område med varningssymboler och förhindra tillträde för obehörig personal.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Omhändertag spill genom inneslutning.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod.

6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

Hänvisning till andra Avsnitt: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7:

Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering: Rökning förbjuden. Använd verktyg som ej avger gnistor. Se till att området har tillräcklig god ventilation. Hantera inte ämnet i slutet utrymme. Undvik dimmbildning i luften.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten. Lagerrummets golv måste vara impermeabel för vätska.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning: PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel.

AVSNITT 8:

Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering: Data saknas.
DNEL / PNEC: Data saknas.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Se till att området har tillräcklig god ventilation.
Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.
Handskydd: Skyddshandskar.
Ögonskydd: Skyddsglasögon.
Hudskydd: Skyddskläder.

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn: PoloDent Universal Oil Spray
--

**AVSNITT 9:
Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Tillstånd: Aerosol

9.2 Annan information

Annan information: Data saknas.

**AVSNITT 10:
Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Reaktivitet: Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Farliga reaktioner uppstår inte under normala transport- eller lagringsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden att undvika: Värme. Antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Material att undvika: Data saknas.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning avges giftig rök.

**AVSNITT 11:
Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

Toxicitet: Data saknas.

Symptom/exponeringsvägar

Hudkontakt:	Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda.
Ögonkontakt:	Irritation och rodnad kan uppträda.
Förtäring:	Halsen kan kännas irriterad.
Inandning:	Inga symptom.
Fördröjda effekter:	Inga symptom.

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn: PoloDent Universal Oil Spray
--

**AVSNITT 12:
Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Ekotoxicitet: Data saknas.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet: Ej biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga: Bioackumuleringsförmåga.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet: Absorberas lätt i marken.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter: Giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för marklevande organismer.

**AVSNITT 13:
Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.
OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

**AVSNITT 14:
Transportinformation****14.1 UN-nummer**

UN-Nr: UN1950

14.2 Officiell transportbenämning

Transportbenämning: AEROSOLS

14.3 Faroklass för transport

Transportklass: 2

14.4 Förpackningsgrupp**14.5 Miljöfaror**

Miljöfarligt: Nej
Havsförorenande ämne: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder.
Tunnelkod: D
Transportkategori: 2

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn: PoloDent Universal Oil Spray
--

**AVSNITT 15:
Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Särskilda föreskrifter: Inte tillämpligt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning: Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller blandningen.

**AVSNITT 16:
Annan information****16.1 Annan information**

Annan information: Säkerhetsdatablad enligt Förordning nr 2015/830.

Fraser i avsnitt 2 / 3: H220: Extremt brandfarlig gas.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.