

**MEDICAL DEVICE****VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Productnaam: PoloDent Universal Oil Spray
--

**RUBRIEK 1:****Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie**

Productnaam:	PoloDent® Universal Oil Spray
Artikelnummer:	51 86 00

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik van de stof/het mengsel:	[PC24] Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen.
----------------------------------	---

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Leverancier:	Polo MB Oisterwijk BV Laarakkerweg 5 5061 JR Oisterwijk The Netherlands www.polodent.com
--------------	--

**RUBRIEK 2:****Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:**

Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

**Negatieve effecten:**

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Zeer licht ontvlambare aerosol.

**2.2 Etiketteringselementen**

UFI:	CW10-G031-P001-5P9X
Gevarenaanduidingen:	H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
Gevarenpictogrammen:	GHS02: Vlam



Signaalwoorden:	Waarschuwing
-----------------	--------------

Veiligheidsaanbevelingen:	P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122 °F. P235 - Koel bewaren. P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
---------------------------	---

**2.3 Andere gevaren**

Overige gevaren:	Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
PBT:	Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

# MEDICAL DEVICE

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

POLO MB OISTERWIJK BV

Productnaam:  
PoloDent Universal Oil Spray

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

##### Gevaarlijke ingrediënten:

Chemische benaming	EINECS Nr.	CAS Nr.	PBT / WEL	Percentage	Classificatie (CLP)
WITTE MINERAALOLIE	-	8042-47-5	-	40-50%	Asp. Tox. 1: H304

##### Niet-geclassificeerde ingrediënten:

PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT; PETROLEUMGAS; [EEN COMPLEXE VERZAMELING KOOLWATERSTOFFEN, VERKREGEN DOOR DESTILLATIE VAN RUWE OLIE. BESTAAT UIT KOOLWATERSTOFFEN, OVERWEGEND C3 TOT EN MET C7, MET EEN KOOKTRAJECT VAN ONGEVEER -; 40 °C TOT 80 °C (-

Chemische benaming	EINECS Nr.	CAS Nr.	PBT / WEL	Percentage	Classificatie (CLP)
PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR	270-704-2	68476-85-7	-	40-50%	Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

<b>Huidcontact:</b>	Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
<b>Oogcontact:</b>	Het oog gedurende 15 minuten met stromend water spoelen.
<b>Inslikken:</b>	Mond met water spoelen.
<b>Inademen:</b>	Verwijder slachtoffer van blootstelling, ervoor zorgend dat uw eigen veiligheid niet in het geding komt. Raadpleeg een arts.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

<b>Huidcontact:</b>	Op de plek waar het contact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.
<b>Oogcontact:</b>	Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.
<b>Inslikken:</b>	De patiënt kan over irritatie van de keel klagen.
<b>Inademen:</b>	Geen symptomen.
<b>Uitgestelde / onmiddellijke effecten:</b>	Geen symptomen.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Onmiddellijke / speciale behandeling:** Niet van toepassing.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen:** Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. Gebruik waterspray om houders af te koelen.

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Blootstellingsgevaren:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

#### 5.3 Advies voor brandweelieden

**Advies voor brandweelieden:** Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

# MEDICAL DEVICE

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

POLO MB OISTERWIJK BV

Productnaam: PoloDent Universal Oil Spray
--

### RUBRIEK 6:

#### Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

##### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:** Raadpleeg rubriek 8 van deze SDS voor details over persoonlijke bescherming. Zet lekkende verpakkingen met de lekkende zijde naar boven om ontsnappen van vloeistof te voorkomen. De verontreinigde plek met waarschuwingstekens markeren en toegang door onbevoegden voorkomen.

##### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

**Milieuvorzorgsmaatregelen:** Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.

##### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsprocedures:** In droge aarde of zand absorberen. Naar een afgesloten geëtiketteerde container overpompen en op een gepaste manier afvoeren.

##### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

**Verwijzing naar andere rubrieken:** Raadpleeg paragraaf 8 van dit VIB.

### RUBRIEK 7:

#### Hantering en opslag

##### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Hanteringsvereisten:** Roken is verboden. Alleen vonkvrije gereedschappen gebruiken. Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Product niet in een afgesloten ruimte hanteren. Het vormen of verspreiden van nevels in de lucht vermijden.

##### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslagcondities:** Op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden. De vloer van de opslagruimte moet vloeistofdicht zijn om te voorkomen dat de vloeistoffen wegstromen.

##### 7.3 Specifiek eindgebruik

**Specifiek eindgebruik:** PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen.

### RUBRIEK 8:

#### Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

##### 8.1 Controleparameters

**Grenswaarden voor blootstelling:** Geen gegevens beschikbaar.  
**DNEL / PNEC Waarden:** Geen gegevens beschikbaar.

##### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Technische maatregelen:** Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied.  
**Bescherming van ademhaling:** Geen ademhalingsbescherming vereist.  
**Bescherming van de handen:** Beschermende handschoenen.  
**Bescherming van de ogen:** Veiligheidsbril.  
**Bescherming van de huid:** Beschermende kleding.

**MEDICAL DEVICE****VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Productnaam: PoloDent Universal Oil Spray
--

**RUBRIEK 9:  
Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**Toestand:** Aërosol

**9.2 Overige informatie**

**Overige informatie:** Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 10:  
Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

**Reactiviteit:** Stabiel bij aanbevolen transport of opslagomstandigheden.

**10.2 Chemische stabiliteit**

**Chemische stabiliteit:** Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

**Gevaarlijke reacties:** Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder normale transport- of opslagomstandigheden.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

**Te vermijden omstandigheden:** Hitte. Ontstekingsbronnen.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

**Te vermijden materialen:** Geen gegevens beschikbaar.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

**Gevaarlijke ontledingsproducten:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

**RUBRIEK 11:  
Toxicologische informatie****11.1 Informatie over toxicologische effecten**

**Toxicologische effecten:** Geen gegevens beschikbaar.

**Symptomen / blootstellingsroutes:**

**Huidcontact:** Op de plek waar het contact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.  
**Oogcontact:** Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.  
**Inslippen:** De patiënt kan over irritatie van de keel klagen.  
**Inademen:** Geen symptomen.  
**Uitgestelde / onmiddellijke effecten:** Geen symptomen.

# MEDICAL DEVICE

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

POLO MB OISTERWIJK BV

Productnaam: PoloDent Universal Oil Spray
--

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

Ecotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

#### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid: Niet biologisch afbreekbaar.

#### 12.3 Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie: Potentieel bioaccumuleerbaar.

#### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit: Wordt gemakkelijk door bodem geabsorbeerd.

#### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Dit product wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

#### 12.6 Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: Vergiftig voor waterorganismen. Vergiftig voor bodemorganismen.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingshandelingen: In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf verwijderen.  
Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer

VN-nummer: UN1950

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam: SPUITBUSSEN (AEROSOLEN)

#### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

Transportklasse: 2

#### 14.4 Verpakkingsgroep

#### 14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee  
Mariene verontreiniging: Nee

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen: Geen speciale voorzorgsmaatregelen.  
Tunnelcode: D  
Transportcategorie: 2

**MEDICAL DEVICE****VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Productnaam: PoloDent Universal Oil Spray
--

**RUBRIEK 15:  
Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**Specifieke voorschriften:** Niet van toepassing.

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

**Chemischeveiligheidsbeoordeling:** De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of het mengsel.

**RUBRIEK 16:  
Overige informatie****16.1 Overige informatie**

**Overige informatie:** Dit veiligheidsinformatieblad is vervaardigd in overeenstemming met Verordening (EU) Nr 2015/830.

**Zinnen van deel 2 en 3:**  
H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.  
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.  
H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.  
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

**Wettelijke disclaimer:** De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde product.