

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn:

PoloDent Surface Disinfection Wipes Lemon

AVSNITT 1:**Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn:	PoloDent® Surface Disinfection Wipes Lemon
Article number:	82 90 10 Surface Disinfection Wipes Lemon 82 90 60 Maxi Surface Disinfection Wipes Lemon

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av prod:	PC8: Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning).
----------------------------	--

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namnet på företag:	Topdental (Products) Ltd 12 Ryefield Way Silsden West Yorkshire BD20 0EF
Tel:	+44 01535652750
Fax:	+44 01535652751
Email:	science@topdental.co.uk

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Tel. Nödsituation:	+44 01535652750 Office hours: 08.30 - 17:00 (UK)
---------------------------	--

AVSNITT 2:**Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering (CLP):	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319
Viktigaste skadliga effekterna:	Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter:	EE00-V0C9-F00M-WVDU
UFI:	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Faroangivelser:	GHS02: Flamma GHS07: Utropstecken



Signalord:	Fara
-------------------	------

Skyddsangivelser:	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P235: Förvaras svalt. P403+P233: Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. P370+P378: Vid brand: Använd annat medel än vatten för släckning. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
--------------------------	--

2.3 Andra faror

Andra faror:	Vid användning kan brännbara / explosiva damm-luftblandningar bildas.
PBT:	Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn:

PoloDent Surface Disinfection Wipes Lemon

AVSNITT 3:**Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar**

Farliga beståndsdelar:

Kemiskt namn	EINECS nr.	CAS nr.	PBT / WEL	Procent	Klassificering (CLP)
ETANOL; ETYLALKOHOL	200-578-6	64-17-5	Ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.	50-70%	Flam. Liq. 2: H225

AVSNITT 4:**Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Hudkontakt:	Inte tillämpligt.
Ögonkontakt:	Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter. Konsultera en läkare.
Förtäring:	Framkalla inte kräkning. Om den skadade är vid medvetande skall denne omedelbart dricka 0,5L vatten. Konsultera en läkare.
Inandning:	Avlägsna den skadade från ytterligare exponering under iakttagande av egen säkerhet. Konsultera en läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt:	Data saknas.
Ögonkontakt:	Data saknas.
Förtäring:	Data saknas.
Inandning:	Data saknas.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Omedelbar/särskild behandling:	Inte tillämpligt.
---------------------------------------	-------------------

AVSNITT 5:**Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

Släckmedel:	Alkoholsäkert skum. Vattensprej. Koldioxid. Torrt kemiskt pulver.
--------------------	---

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid exponering:	Mycket brandfarligt. Vid förbränning avges giftig rök. Kan brännbara / explosiva dammluftblandningar bildas.
--	--

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Råd till brandbekämpningspersonal:	Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.
---	--

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn:

PoloDent Surface Disinfection Wipes Lemon

AVSNITT 6:**Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder. Underrätta omedelbart polis och brandkår. Avlägsna alla antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Omhändertag spill genom inneslutning.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod. Använd ingen rengöringsutrustning som kan bilda gnistor.

6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

Hänvisning till andra Avsnitt: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7:**Hantering och lagring****7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Hantering: Rökning förbjuden. Använd verktyg som ej avger gnistor. Se till att området har tillräcklig god ventilation. Undvik dammbildning och dammspridning i luften.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Förhindra bildande av statisk elektricitet i närliggande område. Se till att belysningen och övrig elektrisk utrustning inte är antändningskällor.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning: PC8: Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning).

AVSNITT 8:**Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar**

Farliga beståndsdelar:

ETANOL; ETYLALKOHOL

Gränsvärden för exponering:

Damm som kan inandas:

Land	TWA 8 h	STEL 15 min	TWA 8 h	STEL 15 min
SE	1000 mg/m ³	1900 mg/m ³	-	-

DNEL/PNEC

Farliga beståndsdelar:

Kemiskt namn	Typ	Exponeringen	Värde	Befolkning	Effekt
ETHANOL	DNEL	Dermal	343 mg/kg	Arbetstagare	-
	DNEL	Dermal	206 mg/kg	Konsumenter	-

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Se till att området har tillräcklig god ventilation. Se till att belysningen och övrig elektrisk utrustning inte är antändningskällor.

Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Handskydd: Inte tillämpligt.

Ögonskydd: Inte tillämpligt.

Hudskydd: Inte tillämpligt.

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn:

PoloDent Surface Disinfection Wipes Lemon

AVSNITT 9:**Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Tillstånd:	Vätska
Färg:	Färglös
Lukt:	Alkoholhaltig
Relativ densitet:	0.880 - 0.900
pH-värde:	6.50-8.50

9.2 Annan information

Annan information:	Data saknas.
--------------------	--------------

AVSNITT 10:**Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Reaktivitet:	Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden.
--------------	---

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet:	Stabil under normala förhållanden. Stabil vid rumstemperatur.
--------------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner:	Farliga reaktioner uppstår inte under normala transport- eller lagringsförhållanden. Nedbrytning kan ske om produkten utsätts för förhållanden eller material i nedanstående lista.
---------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden att undvika:	Värme. Antändningskällor.
---------------------------	---------------------------

10.5 Oförenliga material

Material att undvika:	Aluminium. Koppar.
-----------------------	--------------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter:	Vid förbränning avges giftig rök.
-------------------------------	-----------------------------------

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn:

PoloDent Surface Disinfection Wipes Lemon

**AVSNITT 11:
Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

Farliga beståndsdelar:

ETANOL; ETYLALKOHOL

DERMAL	RBT	LD50	>2000 mg/kg
ORAL	RAT	LD50	>2000 mg/kg

Relevanta faror för ämnet:

Fara	Exponeringsväg	Grund
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	OPT	Farlig; beräknad

Symptom/exponeringsvägar

Hudkontakt:	Data saknas.
Ögonkontakt:	Data saknas.
Förtäring:	Data saknas.
Inandning:	Data saknas.

**AVSNITT 12:
Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Ekotoxicitet:	Data saknas.
----------------------	--------------

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet:	Biologiskt nedbrytbar.
--------------------------------------	------------------------

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga:	Saknar bioackumuleringsförmåga.
---------------------------------	---------------------------------

12.4 Rörligheten i jord**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

PBT:	Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.
-------------	--

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter:	Försumbar ekotoxicitet.
---------------------------------	-------------------------

**AVSNITT 13:
Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Metoder för omhändertagande:	Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.
OBS:	Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

MEDICAL DEVICE**SÄKERHETS DATABLAD**

POLO MB OISTERWIJK BV

Produktnamn:

PoloDent Surface Disinfection Wipes Lemon

**AVSNITT 14:
Transportinformation****14.1 UN-nummer**

UN-nummer: UN3175

14.2 Officiell transportbenämningTransportbenämning: FASTA AMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.
(ETHANOL)**14.3 Faroklass för transport**

Transportklass: 4.1

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp: II

14.5 MiljöfarorMiljöfarligt: Nej
Havsförorenande ämne: Nej**14.6 Special precautions for user**Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder.
Tunnelkod: E
Transportkategori: 2**AVSNITT 15:
Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Särskilda föreskrifter: Inte tillämpligt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning: Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller blandningen.

**AVSNITT 16:
Annan information****Annan information**Annan information: samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringskrivelse (EU) 2015/830.
* indikerar text i säkerhetsdatabladet som har ändrats sedan den senaste revideringen.Fraser i avsnitt 2 / 3: H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.